



תعليمات السلامة والصيانة لكروسي كهربائي للدراج نموذج E-422

تعليمات سلامة

- يمنع تشغيل الكروسي بدون ارشاد من قبل مدرب مؤهل من قبل شركة الكراسي الدولية الرائدة.
- يجب أن يكون مشغل الكروسي شخصًا بالغًا وقويًا بما يكفي للتعامل مع وضع غير متوقع. (تحرك الركاب، وقف الكروسي، انزلاق سريع، وما إلى ذلك).
- لا تشغيل كروسي على درج حيث المنحدر أكبر من 32 درجة أو أن حافة الدرج حادة أو أن الزلاجات موضوعة على درجتين وليس ثلاثة كما هو مطلوب.
- امسك الكروسي دائمًا بكلتا يديك. لا تمسك بأي شيء في يدك. مثل: الهاتف المحمول، مشروب وما شابه.
- نع ملامسة الشريط أو العجلات المسننة للمحرك.
- كروسي معد للاستخدام في الدرج، يمنع تشغيله على الطريق أو الرصيف.
- نع نقل شخص يزن أكثر من 130 كغم على الكروسي.
- ب ألا يلعب أو يشغل الأطفال الكروسي.
- تؤدي الرطوبة أو الزيت أو الغبار على الدرج إلى انزلاق سريع وغير مضبوط، لذا تجنب استخدام الكروسي عندما يكون الدرج املس أو مغبر.
- احتفظ بالكروسي دائمًا في مكان جاف ونظيف، ولا ترش ماء أو سوائل أخرى على الكروسي.
- قم بإيقاف تشغيل الكروسي بين التشغيل والتشغيل باستخدام الزر الأوسط في صندوق الأوامر.
- لفترات أطول، أوقف تشغيل المفتاح على البطارية.
- لسلامتك، يجب تعمل فقط وفقا لتعليمات التشغيل والاستخدام المرفقة هنا ومقاطع الفيديو التدريبية على موقع الشركة.
- شحن البطارية يخلق درجة حرارة وقد يؤدي إلى نشوب حريق. لذلك، لا تترك بطارية الشحن غير مراقبة. يتم شحن البطارية في مكان نظيف من أي منتجات قابلة للاشتعال من أي نوع والتي قد تشتعل في الحرارة.
- لا تترك المشاحن متصلًا بمصدر كهرباء عندما لا يتم شحن البطارية.
- في حال وجود خلل ينبغي التوقف عن استخدام الكروسي على الفور وإبلاغ ممثل الشركة عن طريق هاتف 04-9522279 أو البريد الإلكتروني the.leading.chair@gmail.com
- لا تقم بتغيير أو إضافة أجزاء في الكروسي لم يتم توفيرها من قبل شركة الكراسي الرائدة م.ض.

تعليمات الصيانة

- مرة واحدة في السنة، يوصى بالقيام بفحص من قبل فني مؤهل.
- قبل كل تشغيل ومرة في الأسبوع، تحقق من أن شرائط الانزلاق في حالة جيدة وليست متشققة أو جافة أو مرخية أو ممزقة.
- في كراسي المطوية أحيانًا متقاربة (سيارات إسعاف، مستشفيات، وغيرها). يجب أن المرور بفرشاة مشبعة بزيت الات الخياطة مرة في الشهر على المسارات الثلاثة التي تحتوي على أجزاء متحركة. (قضبان المقبض، مساران اللذين تتحرك فيهم القضبان الحمراء).
- لا تنظف الكروسي بالماء أو بمواد التنظيف الكيميائية - يتم التنظيف بمساعدة قطعة قماش مبللة فقط.

مراحل شحن بطارية الليثيوم

- حرك مفتاح البطارية إلى وضع مفتوح (1)
- قم بتوصيل الكابل بالبطارية
- قم بتوصيل القابس في المقبس الذي في الحائط
- عند اكتمال الشحن - قم بإزالة الكابل من البطارية
- افصل القابس عن الحائط

توفير عمر البطارية

- استخدم الشاحن الأصلي فقط
- ابدأ في شحن البطارية عندما ي المصابيح الأقل
- قم بإيقاف الشحن بعد أن تكون جميع أضواء التحذير مضاءة وافصل الشاحن
- لا تترك الشاحن متصلاً بالبطارية بعد اكتمال الشحن
- استخدم بواقى تدفقات أو حامي برق
- لا تترك بطارية مشحونة 100% لفترة طويلة (لا تزيد عن بضعة أيام)
- عند عدم استخدام الكرسي، يوصى بشحن البطارية كل ثلاثة أشهر

كفالة

لا يمنح ضمان مقابل أي ضرر يلحق بالشاحن أو البطارية بسبب جهد غير مستقر أو برق